

0032

Запись лицензии в аппаратный ключ с помощью кода для отложенной записи.

Зачем это нужно?

Эта функция позволяет записывать лицензии удалённо в ключи, которые ни разу не прошивались в Guardant Station. Например, новые ("пустые") ключи с производства можно сразу передать пользователям.

Как получить код для отложенной записи?

Код для отложенной записи можно получить при создании нового заказа, на этапе выбора способа записи лицензии в ключ.

[blocked URL](#)

Также код для отложенной записи можно получить в уже выполненном заказе.

[blocked URL](#)

Как записать лицензию в аппаратный ключ с помощью кода для отложенной записи?

Для записи лицензии в аппаратный ключ с помощью кода для отложенной записи можно использовать **Мастер лицензий**.

Для этого необходимо открыть Мастер лицензий и перейти в меню **Активация лицензии**.

[blocked URL](#)

Далее необходимо воспользоваться опцией **Записать лицензию в USB-ключ, чтобы использовать на любом компьютере** и указать код для записи лицензии, либо файл с кодами. После того как код указан, необходимо нажать кнопку **Продолжить**, чтобы перейти в меню выбора аппаратных ключей для записи.

[blocked URL](#)

Далее необходимо выбрать ключ, в который будет записана лицензия, и нажать кнопку **Запись** напротив такого ключа.

[blocked URL](#)

После успешной записи в нижней части окна Мастера лицензий появится сообщение - **Лицензия установлена**.

[blocked URL](#)